

Slimon Rosetta

Terapia falą uderzeniową jest wykorzystywana w celu usuwania przewlekłych stanów bólowych. Przy okazji tychże zabiegów zauważono inne właściwości terapii tego rodzaju falą.

Otóż Okazało się, że w tkance poddanej działaniu fali zachodzą zjawiska chemiczne i fizyczne, które wspomagają usuwanie cellulitu i jego zanikanie. Efektem zabiegu skóra staje się gładka i napięta.

Terapia falą uderzeniową jest świetną alternatywą dla urządzeń stosowanych na ciało i mających na celu:

- syntezę kolagenu
- poprawę krążenia krwi
- usuwanie toksyn
- usuwanie cellulitu
- zabieg na skórę spierzchniętą i popękana



Dane techniczne:

Liczba aplikatorów: 2 niezależne
Wymiary urządzenia: 240 x 210 x 365 mm
Ciśnienie maksymalne: do 5,3 Bar = 31 Bar wg testu Hydrotonowego
Częstotliwość impulsów: 1-10 Hz
Maksymalna gęstość energii: 4,216 J/m³ (+/-10%)
Czas trwania impulsu: 5,2 ms (+/-10%)
Ekran dotykowy: 7" kolorowy
Waga: 8,4 kg

