

Caresys CRIO

Wyjątkowy system łączący właściwości transdermalnego przenikania z rewelacyjnymi możliwościami krioterapii. Unikatowe możliwości wprowadzania kosmetycznych substancji aktywnych (koktajle odżywcze, nawilżające i liftingujące) w głębokie partie skóry nieosiągalne dla innych aparatów. Kiedy połączymy zabiegi elektroporacji z chłodzeniem pozwala to osiągnąć maksymalny efekt penetracji roztworu w głąb skóry. Zabiegi krio-elektroporacji pomagają osiągnąć również najlepsze rezultaty w terapii leczenia przebarwień.

Unikatowe cechy urządzenia :

Zaawansowany system chłodzenia w połączeniu z elektroporacją

Wysoka efektywność, głęboka penetracja podczas zabiegów
2 różne głowice zabiegowe

Bezpośrednie podłączenie butelki z roztworem :

- pozwala na podawanie określonej ilości roztworu
- zapobiega niepotrzebnym stratom substancji
- 7 calowy ekran dotykowy dla łatwej obsługi urządzenia

Doskonałe urządzenie dla terapii po zabiegach laserowych, mikronakłuwania i wielu innych. Umożliwia przeprowadzanie zabiegów z zastosowaniem wysokiej lub niskiej temperatury.



Dane techniczne:

INTENSYWNOŚĆ: 0 ~ 100

Impuls: + Max 27Vp~p + 25 %, 54ma 500 ładunek

Impuls Max: 27Vp~p + 25 %, 54ma 500 ładunek

TRYB: Impuls + 0,5 kHz ~ 10 kHz

Impuls: - 0,5 kHz ~ 10 kHz

Czas: 120 min

Częstotliwość: Impuls + Aktywny/ Spoczynek - 50 uS ~ 1,000 uS

Impuls + Aktywny/ Spoczynek - 50 uS ~ 1,000 uS

Temperatura: ZIMNO : -20v ~ 20[°C] CIEPŁO 30 ~ 40 [°C]

Typ: Chłodzenie zimną wodą Auto Control TEC

Wyświetlacz: 7 ~ WIDE COLOR TFT LCD z LED CFL dotykowy panel

Zasilanie: 110-240 VAC 50/60 Hz Max 100 VA

Wymiary: 371 /375/880 mm

Waga: 32 kg

