

# Interwell Kombajn kosmetyczny 10w1

Kombajn kosmetyczny 10w1 jest urządzeniem o bardzo nowoczesnym i funkcjonalnym wzornictwie.

W skład kombajnu wchodzi:

1. Funkcjonalna szafka z 4 szufladami oraz dwiema szafkami z uchwytyami na podzespoły urządzenia oraz otworami na przewody. Dodatkowo szafka zamocowana jest na czterech ogumionych kółkach, które ułatwiają przemieszczanie całego kombajnu.

Wymiary: wysokość 60 cm, z kółkami 69cm, szerokość 46 cm, głębokość 33 cm

2. Wielofunkcyjny wapozon z ciepłą parą i ozonem, posiada dodatkową możliwość wprowadzenia aromaterapii z trzystopniowym poziomem nagrzewania wody.

3. Lampa lupa. Nowoczesny design, soczewka 5 dioptrii z żarówkami typu LED. Lampa mocowana do blatu. Wymiary:

- długość ramienia 100 cm
- średnica soczewki 17 cm
- średnica trzpienia 1 cm
- maksymalne rozchylenie uchwytu(imadła) 4,5 cm

4. Dwa moduły z następującymi funkcjami:

Moduł F-330:

- galwanizacja
- jonoforeza
- ultradźwięki
- peeling kawitacyjny
- biolifting twarzy
- magic gloves

Moduł F-336B

- mikrodermabrazja diamentowa



Dane techniczne:

Wapozon:

- napięcie 220 V / 50 Hz
- moc 800 W
- pojemnik na wodę o pojemności 1,3 l,
- wymiary urządzenia -wysokość 25cm, wysokość z dyszą 78cm, szerokość 26cm, długość 25cm,

Lampa lupa:

- źródło światła DIODY LED 80 sztuk
- napięcie 230 V
- częstotliwość wyj. 50/60 Hz
- moc 8 W

Moduł F-330:

napięcie 230 V  
częstotliwość wyjściowa 50/60 Hz  
moc 75 W  
wymiary 12 cm x 33 cm x 26 cm

Moduł F-336B:

napięcie 230 V  
częstotliwość wyjściowa 50/60 Hz  
moc 75 W  
wymiary 12 cm x 33 cm x 26 cm



# Interwell Kombajn kosmetyczny 10w1

## Opis poszczególnych funkcji:

**Lampa powiększająca 5 dioptrii** Lampa lupa. Nowoczesny design, soczewka 5 dioptrii z żarówkami typu LED. Lampa mocowana do blatu. Lampa charakteryzuje się bardzo niskim poborem mocy oraz długowiecznością żarówek LED (około 4000h) Umożliwia oglądanie skóry w powiększeniu przy jednoczesnym doskonałym oświetleniu. Stosowana również przy zabiegach manicure i pedicure, makijażu permanentnym czy depilacji. Posiada dużą widoczność, szkło antyrefleksyjne i nie powoduje bólu oczu przy dłuższej pracy. Idealnie nadaje się do gabinetów kosmetycznych, stomatologicznych, weterynaryjnych oraz znajduje zastosowanie w innych branżach.

## **Wapozon/ aromaterapia/ ziołolecznictwo/ozonoterapia**

Wielofunkcyjny wapozon z ciepłą parą i ozonem, posiada dodatkową możliwość wprowadzenia aromaterapii z trzostopniowym poziomem nagrzewania wody. Wapozon posiada ciekłokrystaliczny wyświetlacz. Wapozon jest niezbędnym urządzeniem w każdym gabinecie kosmetycznym.

## **Ultradźwięki**

Ultradźwięki mogą być stosowane w przypadku wszystkich znanych problemów skórnych.

Jedną z bogatych funkcji ultradźwięków jest włączanie substancji biologicznie czynnych na zasadzie jonoforezy, głównie poprzez zmiany przepuszczalności błony białkowo-lipidowej.

Ponadto stymulują proces odnowy i regeneracji skóry, przyspieszają metabolizm komórkowy, poprawiają krążenie krwi i limfy, wzmacniają układ odpornościowy.

## **Galwanizacja/ Jonoforeza**

Wprowadzanie substancji biologicznie czynnych przy pomocy prądu stałego- jonoforeza.

## **Peeling kawitacyjny**

Przeznaczony jest do bardzo wrażliwej, delikatnej oraz cienkiej skóry, skłonnej do podrażnień i rozszerzonych naczynek. Peeling kawitacyjny doskonale sprawdza się jako bezinwazyjny zabieg oczyszczający dla skóry trądzikowej i przetłuszczającej się. Poprzez zjawisko kawitacji, usuwa zrogowaciałe komórki warstwy rogowej naskórka.

## **Biolifting twarzy**

Aparat wykorzystuje mikroprądy, które zmiany w komórce na poziomie molekularnym.

Dzięki czemu pobudzamy odbudowę włókien kolagenu i elastyny, ujędrniamy i wygładzamy skórę. W efekcie stosowania mikroprądów skutecznie oddziałujemy na zmarszczki, ujędrniając skórę twarzy i poprawiając jej elastyczność.

## **Magic Gloves**

Aparat wykorzystuje mikroprądy, które zmiany w komórce na poziomie molekularnym.

Dzięki czemu pobudzamy odbudowę włókien kolagenu i elastyny, ujędrniamy i wygładzamy skórę. W efekcie stosowania mikroprądów skutecznie oddziałujemy na zmarszczki, ujędrniając skórę twarzy i poprawiając jej elastyczność.

Magiczne rękawiczki pozwalają wykonać biolifting twarzy, przy pomocy rękawiczek przewodzących mikroprądy. Rękawiczki pozwalają na wykonanie mocno stymulującego masażu twarzy.

## **Mikrodermabrazja diamentowa**

Mikrodermabrazja jest metodą rozjaśniającą i odświeżającą wygląd skóry, usuwającą zmiany pigmentacyjne, drobne linie i zmarszczki, blizny potrądzikowe.

